

MATERIALE PER L'ESERCITAZIONE PRATICA da portare ad ogni incontro

- 1° Preparazione dentale su simulatore
- 2° Ribasatura e rifinitura provvisorio
- 3° Rilievo di impronte su denti naturali ed impianti


MANIPOLI

- Manipolo moltiplicatore anello rosso (preparazione con frese attacco FG da turbina)
- Manipolo dritto da chirurgia (rifinitura con frese da laboratorio gambo lungo)

NB:

I manipoli devono essere privi di fibre ottiche oppure con fibra ottica di nuova generazione (dente di innesto retrattile alla base del manipolo!!)

Consultare attentamente video tutorial al seguente link:



STRUMENTI

- Presselle, Specillo e Sonda parodontale
- Spatolina di Heideman sottile (tipo ASA dental, Cod. Krugg 10 33411)
- Pinza tipo klemmer curvo
- Forbicine chirurgiche
- Manico per pennellini con pennellini di ricambio
- Spatola per cemento doppia (tipo asa dental, Cod Krugg 10 33418)
- Matita micromina nera (0,5)
- Cutter
- Pennarello indelebile punta medio-grande
- 2 scodellini in silicone antiaderente per miscelazione resina 10 cc (cod krugg 05 22702)