

KIT KOMET PREPARAZIONE PROTESI FISSA

FRESE per tutte le preparazioni

- 856 314 018 Komet: tronco conica testa arrotondata (riduzioni occlusali, solchi guida) [grana media](#)
- 862 314 010 Komet: fiamma lunga (separazioni), [grana media](#)
- 368 314 023 Komet: football (riduzione linguale frontali), [grana media](#)
- 801 314 023 Komet: pallina (riduzione linguale frontali, solchi guida), [grana media](#)
- 846 314 016 Komet: tronco conica 90° (coulisce antirotazionali), [grana media](#)

FRESE per preparazioni orizzontali (Chamfer modificato)

- 2979 314 012 Komet: cilindrica testa arrotondata [grana media](#)
- 2979 314 014 Komet: cilindrica testa arrotondata [grana media](#)
- 2979 314 016 Komet: cilindrica testa arrotondata [grana media](#)
- 8979 314 012 Komet: cilindrica testa arrotondata [grana fine](#)
- 8979 314 014 Komet: cilindrica testa arrotondata [grana fine](#)
- 8979 314 016 Komet: cilindrica testa arrotondata [grana fine](#)


FRESE per preparazioni verticali (a finire)

- 6863D 314 012 Komet: fiamma piccola, [grana media](#), [lunga](#)
- 6862D 314 012 Komet: fiamma grande, [grana media](#)
- 6862D 314 016 Komet: fiamma grande, [grana media](#)
- 8863 314 012 Komet: fiamma piccola, [grana fine](#), [lunga](#)
- 8862 314 012 Komet: fiamma grande, [grana fine](#)



Kit Rifinitura Provvisori

Dr. Stefano Lombardo - Torino - REF 01582-1



- 8862 314 016 Komet: fiamma grande, **grana fine**

KIT KOMET RIFINITURA PROVVISORI

FRESE da laboratorio **fornite da SL DENTAL TRAINING** o acquistabili (KIT KOMET)

- fresone in tungsteno a dentatura incrociata standard (taglio 190) troncoconico a testa arrotondata: (H251GSQ KOMET oppure cod. 30 02934 krugg)
- fresone in tungsteno a dentatura incrociata standard (taglio 190) a fiamma piccola: (H79ACR KOMET oppure cod. 30 02932 krugg)
- fresa a goccia piccola a dentatura incrociata (H78E 104 023 komet)
- fresa a pallina piccola H71E 104 027 komet
- Mandrini e dischi per separazione: dischi di carta tipo Moore sottili, super flessibili e con un solo lato lavorante (mandrino 327 104 komet)
- Dischi metallici sottili diamantati su mandrino fisso (6924 104 220 komet)
- Gommini per prelucidatura resine a fiamma (9424 104 055 komet)
- Gommini per prelucidatura a disco con mandrino (9627.900.220 + 305.104.050 komet)
- Spazzolini polirapid pelo capra 21 mm (a disco con mandrino 9638.900.220 + 305.104.050 komet) oppure cod krugg 13 10492