

PROTESI FISSA

del Dr. Stefano Lombardo

La scelta del margine di preparazione, verticale o orizzontale, sia su denti naturali che su impianti, impone riabilitazioni differenti: il kit del Dr. Lombardo consente di conseguire funzionalità e affidabilità a lungo termine grazie a procedure protesiche che garantiscono una corretta preparazione per la cementazione di restauri precisi e ben integrati.



1 x 856.314.018

1 x 862.314.010

1 x 368.314.023

1 x 801.314.023

1 x 846.314.016

1 x 2979.314.012

1 x 8979.314.012

1 x 6863D.314.012

1 x 8863D.314.012

1 x 2979.314.014

1 x 8979.314.014

1 x 2979.314.016

1 x 8979.314.016

1 x 6862D.314.012

1 x 8862D.314.012

1 x 6862D.314.016

1 x 8862D.314.016